

Code: MK-03-105-xx	Anlage 1 zur Prüfmethode	Seite 1 von 1
Hygienisch-mikrobiologische Überprüfung von Desinfektionsverfahren in Dampf-Desinfektionsapparaten bei 75 °C mittels Bioindikatoren		

Auftrags- und Erfassungsbogen zur Prüfung von Dampf-Desinfektionsapparaten mittels Bioindikatoren*

Auftraggeber/Einrichtung: Testung durchgeführt von: (Name, Funktion, Tel.):.....		Prüfungsbeginn: Labor-Nr. und Eingangsdatum: (wird vom Labor ausgefüllt!)	
Art der Prüfung:		☐ Periodische Prüfung ☐ Außerordentliche Prüfung ☐ Prüfung nach Neuauftellung und Inbetriebnahme	
Bezeichnung des Gerätes:			
Typ, Hersteller, Herstellernummer:			
Nutzraumgröße (in Liter bzw. STE):			
☐ Programm: Desinfektion 75°C ☐ Programm: Desinfektion°C		Desinfektionszeit: Min. Desinfektionstemperatur: °C	
Art des Desinfektionsgutes:		Auf sachgerechte Beschickung achten! Leertestung nicht statthaft!	
Geräteanzeigen: ggf. Chargennummer: erreichtes Vakuum:		Desinfektion: ☐ Wirkungsbereich A	
Bio-Indikator	Nummer ³⁾	Lage im Nutzraum	eventuell Skizze
Bio-Indikatoren nach DIN 58949-4 (Sporenstreifen + <i>Enterococcus faecium</i>) ATCC 6057	01		
	02		
	03		
	04		
	05		
	06		
	07		
	08		
	09		
	10		
	Bio-Indikatoren nummerieren! Wachstums-(Positiv-)kontrolle unbedingt kennzeichnen! Wachstums-(Positiv-)kontrolle wird nicht mitdesinfiziert!		
Datum	Unterschrift	Stempel der Einrichtung	

* - Bitte Hinweise zur Testdurchführung (Anlage 2) beachten.