

|                                                                                                                                                                          |                          |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------|
| Code: <b>MK-03-207-xx</b>                                                                                                                                                | Anlage 1 zur Prüfmethode | Seite 1 von 2 |
| Hygienisch-mikrobiologische Überprüfung der Reinigungs- und Desinfektionsleistung von Reinigungs- und Desinfektionsgeräten für Steckbecken (chemo-thermisches Verfahren) |                          |               |

**Auftrags- und Erfassungsbogen  
zur hygienisch-mikrobiologischen  
Prüfung des Reinigungs- und  
Desinfektionsgerätes für Steckbecken  
(RDG-S)**

(Hinweise zur Probenahme bzw.  
Testdurchführung siehe Anlage 2)

**Wird vom Labor ausgefüllt**

Probeneingang  
und  
Labornummer:  
(Datum/Uhrzeit)

Prüfbeginn:  
(Datum/Uhrzeit)

|                                                                                |  |
|--------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Einrichtung/Auftraggeber:</b><br>(z.B.: Gesundheitsamt, andere Einrichtung) |  |
| <b>Datum und Uhrzeit der Probenahme:</b>                                       |  |
| <b>Bezeichnung des Gerätes:</b>                                                |  |
| <b>Typ, Hersteller:</b>                                                        |  |
| <b>Standort:</b>                                                               |  |
| <b>Probenehmer/Ansprechpartner:</b><br>(Name, Funktion, Tel.)                  |  |

**Bemerkung:**

|                                                                                                                                                                          |                          |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------|
| Code: <b>MK-03-207-xx</b>                                                                                                                                                | Anlage 1 zur Prüfmethode | Seite 2 von 2 |
| Hygienisch-mikrobiologische Überprüfung der Reinigungs- und Desinfektionsleistung von Reinigungs- und Desinfektionsgeräten für Steckbecken (chemo-thermisches Verfahren) |                          |               |

|                                                                                 |          |                     |                                                                                             |              |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|
| <b>Verfahrensparameter:</b>                                                     |          |                     |                                                                                             |              |                     |
| <b>Programm:</b>                                                                |          |                     | <input type="checkbox"/> thermisch      °C <input type="checkbox"/> chemo-thermisch      °C |              |                     |
| <b>Reinigungsmittel:</b>                                                        |          |                     | <input type="checkbox"/> mit <input type="checkbox"/> ohne<br>Desinfektionszusatz           |              |                     |
| <b>Erfassungsbogen:</b>                                                         |          |                     |                                                                                             |              |                     |
| Prüfkörper<br>Metall-<br>plättchen                                              | Position | optische Sauberkeit | Prüfkörper<br>Metall-<br>plättchen                                                          | Position     | optische Sauberkeit |
| Prüfanschmutzung: Metallplättchen +<br>RAMS + Enterococcus faecium ATCC<br>6057 | M 01     |                     | Prüfanschmutzung: Metallplättchen +<br>RAMS + Enterococcus faecium ATCC<br>6057             | M 07         |                     |
|                                                                                 | M 02     |                     |                                                                                             | M 08         |                     |
|                                                                                 | M 03     |                     |                                                                                             | M 09         |                     |
|                                                                                 | M 04     |                     |                                                                                             | M 10         |                     |
|                                                                                 | M 05     |                     |                                                                                             | M 11(TK)     | unsauber            |
|                                                                                 | M 06     |                     |                                                                                             | M12 (Muster) | sauber              |

**Auftrag erteilt durch:**

Name:

Datum/ Unterschrift:

Stempel: