

Code: MK-03-208-xx	Anlage 1 zur Prüfmethode	Seite 1 von 2
Hygienisch-mikrobiologische Überprüfung der Reinigungs- und Desinfektionsleistung von Reinigungs- und Desinfektionsgeräten für OP-Schuhe (chemo-thermisches Verfahren)		

Auftrags- und Erfassungsbogen
zur hygienisch-mikrobiologischen
Prüfung
von Reinigungs- und
Desinfektionsgeräten (RDG)
Programm für OP-Schuhe nach DIN EN
 ISO 15883-7 (2016-10)
 (Hinweise zur Probenahme bzw.
 Testdurchführung siehe Anlage 2)

Wird vom Labor ausgefüllt

Probeneingang
und
Labornummer:
(Datum/Uhrzeit)

Prüfbeginn:
(Datum/Uhrzeit)

Einrichtung/Auftraggeber: (z.B. Gesundheitsamt, andere Einrichtung)	
Datum und Uhrzeit der Probenahme:	
Bezeichnung des Gerätes:	
Typ, Hersteller:	
Standort:	
Art der Prüfung:	☐ Periodische Prüfung ☐ Außerordentliche Prüfung ☐ Prüfung nach Neuaufstellung und Inbetriebnahme
Probenehmer/Ansprechpartner: (Name, Funktion, Tel.):	

Verfahrensparameter:	
Programm:	☐ thermisch °C ☐ chemo-thermisch °C
Wirkbereich:	☐ A (vegetative Bakterien und Pilze) ☐ A/B (vegetative Bakterien, Pilze und Viren)
Reinigungsmittel:	☐ mit ☐ ohne Desinfektionszusatz

Code: MK-03-208-xx	Anlage 1 zur Prüfmethode	Seite 2 von 2
Hygienisch-mikrobiologische Überprüfung der Reinigungs- und Desinfektionsleistung von Reinigungs- und Desinfektionsgeräten für OP-Schuhe (chemo-thermisches Verfahren)		

Prüfkörper: Edelstahl- plättchen	Position	optische Sauberkeit (z.B. sauber)
Prüfanschmutzung: Edelstahlplättchen + RAM+ <i>Enterococcus faecium</i> ATCC 6057	M 01	
	M 02	
	M 03	
	M 04	
	M 05	
	M 06	
	M 07	
	M 08	
	M 09	
	M 10	
	M 11(TK)	unsauber
	M 12 (TK)	unsauber
	M 13 (TK)	unsauber
	M 14 (TK)	Muster (sauber)

Auftrag erteilt durch:

Datum und Unterschrift

Stempel: