

Hygienisch-mikrobiologische Prüfung der Reinigungs- und Desinfektionswirkung von Endoskop-Waschmaschinen (RDG-E) chemo-thermisches Verfahren

Auftrags- und Erfassungsbogen zur hygienisch-mikrobiologischen Prüfung des Reinigungs- und Desinfektionsgerätes für flexible Endoskope (RDG-E)

(Hinweise zur Probenahme bzw. Testdurchführung
siehe Anlage 2)

Wird vom Labor ausgefüllt

Probeneingang:
(Datum/Uhrzeit)

Prüfbeginn:
(Datum/Uhrzeit)

Labor-Nummern:

Einrichtung/Auftraggeber: (Gesundheitsamt, andere Einrichtung)	
Datum und Uhrzeit der Probenahme:	
Bezeichnung des Gerätes):	
Typ, Hersteller:	
Standort:	
Art der Prüfung	☐ Periodische Prüfung ☐ Amtliche Prüfung ☐ Prüfung nach Neuaufrstellung und Inbetriebnahme
Probenehmer/Ansprechpartner: (Name, Funktion, Tel.)	

Verfahrensparameter:	
Program: ☐ chemisch-thermisch°C ☐ thermisch°C	Reduktionsfaktor:
Spülgüter: X Endoskope starr/flexibel	Prüfung mittels Prüfkörper (Dummy mit Testkeim <i>Enterococcus faecium</i>) ☐ Innendurchmesser 2 mm und ggf. ☐ Innendurchmesser 1 mm
Reiniger/Konzentration	
Desinfektionsmittel/Konzentration:	
Kombiniertes Reinigungs- und Desinfektionsmittel/Konzentration:	
Sonstige Zusätze (Neutralisator, Komponenten, Pflegemittel, etc.):	
☐ Probe des letzten Spülwassers (mind. 500 ml)	Untersuchungsparameter: ☐ Gesamtkeimzahl, Ausschluss <i>E.coli</i> / Coliforme, <i>Pseudomonas aeruginosa</i> , <i>Enterococcus faecium</i> , <i>Legionella pneumophila</i>

Hygienisch-mikrobiologische Prüfung der Reinigungs- und Desinfektionswirkung von Endoskop-Waschmaschinen (RDG-E) chemo-thermisches Verfahren

Prüfkörper	Position	Optische Sauberkeit
Prüfanschutz ung: 2 m Teflonschl auch + Blut + <i>E. faecium</i> ATCC 6057	D 01	
	D 02	
	D 03 (TK)	unsauber

Auftrag erteilt durch:

Datum und Unterschrift:

Stempel: