

Hygienisch-mikrobiologische Prüfung der Desinfektionswirkung von Waschmaschinen in Wäschereien des Gesundheitsdienstes (thermisches und chemo-thermisches Verfahren).

Auftrags- und Erfassungsbogen zur hygienisch-mikrobiologischen Überprüfung der Desinfektionsleistung von Waschmaschinen

(Hinweise zur Probenahme bzw. Testdurchführung
siehe Anlage 2)

Wird vom Labor ausgefüllt

Probeneingang
und
Labornummer:
(Datum/Uhrzeit)

Prüfbeginn:
(Datum/Uhrzeit)

Einrichtung/Auftraggeber: (z.B.: Gesundheitsamt, andere Einrichtung)	
Datum und Uhrzeit der Probenahme:	
Bezeichnung des Gerätes:	
Typ, Hersteller:	
Standort:	
Art der Prüfung:	☐ Amtliche Prüfung ☐ Periodische Prüfung ☐ Außerordentliche Prüfung ☐ Prüfung nach Neuauftellung und Inbetriebnahme
Probenehmer/Ansprechpartner: (Name, Funktion, Tel.)	

Verfahrensparameter:	
Programm:	☐ chemisch-thermisch (< 60°C):°C ☐ chemisch-thermisch (≥ 60°C):°C ☐ thermisch (≥ 85°C)°C
Wirkbereich:	☐ A (vegetative Bakterien und Pilze) ☐ A/B (vegetative Bakterien, Pilze und Viren)
Waschgüter bzw. Art der Wäsche:	
Reiniger/Konzentration:	
Desinfektionsmittel/Konzentration:	

Code: MK-77-206-xx	Anlage 1 zur Prüfmethode	Seite 2 von 3
Hygienisch-mikrobiologische Prüfung der Desinfektionswirkung von Waschmaschinen in Wäschereien des Gesundheitsdienstes (thermisches und chemo-thermisches Verfahren).		

Kombiniertes Reinigungs- und Desinfektionsmittel/Konzentration:	
Sonstige Zusätze (Neutralisator, Komponenten, Pflegemittel, etc.):	

Probenmaterial

Bitte eingesendetes Probenmaterial ankreuzen	
Bioindikatoren (Wäscheläppchen)	☐
Transportkontrolle (Wäscheläppchen) 1 TK pro Einsendetag/Einsendung ist ausreichend	☐
Letztes Spülwasser (mindestens 250 ml) Eingangstemperatur:.....°C	☐
Abklatschproben (Bitte Abklatschort eintragen, und angeben ob feuchte oder trockene Wäsche)	☐

Oberflächenkontaktkulturen (gewaschene Wäsche)			
		Wäsche	
Probennummer	Abklatschort	feucht	trocken
<i>Baird-Parker Abklatschplatten (milchig-gelb)</i>			
1		☐	☐
2		☐	☐
3		☐	☐
<i>VRBG Abklatschplatten (violett)</i>			
4		☐	☐
5		☐	☐
6		☐	☐
<i>RODAC Abklatschplatten (elfenbeinfarben transparent)</i>			
7		☐	☐
8		☐	☐
9		☐	☐

Code: MK-77-206-xx	Anlage 1 zur Prüfmethode	Seite 3 von 3
Hygienisch-mikrobiologische Prüfung der Desinfektionswirkung von Waschmaschinen in Wäschereien des Gesundheitsdienstes (thermisches und chemo-thermisches Verfahren).		

Oberflächenkontaktkulturen (Umgebungsuntersuchung) – bei Wäschereikontrolle erforderlich	
Probennummer	Abklatschort
RODAC Abklatschplatten (elfenbeinfarben transparent) ggf. Abstrichtupfer	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	

Datum und Unterschrift:

Stempel: